



POLSKIE KUBECZKI MENSTRUACYJNE PERFECT CUP, ROZM. S+M

CENA: 98,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Producent: Perfect Cup

Numer katalogowy: 982

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:

KOLOR RÓŻ TRANSPARENTNY

OPAKOWANIE PUDEŁKO



OPIS PRZEDMIOTU

Nie wiesz do końca jaki rozmiar będzie dla Ciebie dobry pomimo naszych wskazówek? A może jesteś na granicy i niedługo rozmiar S będzie za mały? Być może chcesz korzystać z kubeczków Perfect Cup razem z córką? **Dwupak z rozmiarami S i M** jest idealnym rozwiązaniem w takich sytuacjach.

Kubeczek menstruacyjny jest nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym trwały rozbrat z dyskomfortem w czasie okresu. Wykonany z najwyższej jakości silikonu medycznego, kubeczek daje kobietom maksymalną ochronę podczas menstruacji. Zapewnia także wygodę, która jest im wtedy niezbędna. Kubeczki menstruacyjne Perfect Cup są produktami wielokrotnego użytku. Są **niezwykle elastyczne, praktycznie niewyczuwalne, bezpieczne dla zdrowia i co najważniejsze przyjazne dla naszej planety**. Stanowią cudowny zamiennik dla jednorazowych podpasek i tamponów. Co lepsze opróżnianie kubeczka może być nawet co 12 godzin.


Dlaczego wybrać Perfect Cup?

- **Pozostań aktywną!** Bez względu na to jaki styl życia prowadzisz, nie musisz rezygnować ze swoich pasji, czy codziennych obowiązków tylko z uwagi na okres. Dzięki kubeczkowi Perfect Cup, zapomnisz o menstruacji nawet **na 12 godzin**, w pełni ciesząc się każdym dniem i w każdym miejscu, także na basenie.
- Twoje zdrowie jako priorytet! Kubeczki Perfect Cup produkuje się z bezpiecznego materiału, który został drobiazgowo przebadany. **Silikon medyczny jest neutralny dla naturalnego środowiska pochwy** i w żaden sposób go nie zaburza. Bez żadnych obaw możesz zatem cieszyć się z komfortu jaki zapewniają.
- Troska o środowisko i przyszłe pokolenia! 1 kubeczek **posłuży Ci co najmniej przez kilka lat**. Nie trzeba więc kupować co miesiąc kolejnych zapasów podpasek czy tamponów, które bądź co bądź są jednorazowymi śmieciami.
- **Łatwy w użyciu**. Korzystanie z Perfect Cup jest proste. Wystarczy znaleźć swoją ulubioną metodę aplikacji kubeczka (na zdjęciu poniżej), aby codzienne użytkowanie stało się dla Ciebie nawykiem.
- **Komfort** - przy prawidłowym umieszczeniu kubeczka menstruacyjnego w pochwie, **nie będziesz go czuć ani trochę**. Nic już nie będzie Cię ograniczać.
- **Higiena!** Po każdym opróżnieniu Perfect Cup należy umyć a po każdym okresie zdezynfekować go. Pozwoli to na w pełni higieniczne i bezpieczne dla zdrowia korzystanie z kubeczka przez wiele lat.
- **Vegan Friendly** - korzystając z kubeczka Perfect Cup dbasz także o dobro zwierząt. Przy ich produkcji nie używa



się żadnych substancji pochodzenia zwierzęcego.

Sposoby aplikacji:

Wybierz swój ulubiony sposób aplikacji




Prawidłowe umieszczenie kubeczka.



Złożenie typu punchdown - przy pomocy kciuka, wypychamy jedną z krawędzi kubeczka do jego środka, w stronę podstawy. Drugą dłonią ściskamy krawędzie, które nie zostały wpełnione i delikatnie wysuwamy kciuk.



Złożenie typu C - Aby krawędzie kubeczka menstruacyjnego przypominały kształtem literę C, ściskamy kubeczek w jego górnej części, a następnie składamy go wzdłuż na pół.



Złożenie typu S - potrzebny tekst.

Jaki wybrać rozmiar?

Kubeczki menstruacyjne Perfect Cup **dostępne są w dwóch rozmiarach: S i M**. Idealny dla Ciebie rozmiar kubeczka zależy głównie od obfitości Twojej miesiączki. Duże znaczenie ma także to czy masz silne mięśnie dna miednicy (należy uwzględnić czy masz już za sobą ciążę). Chcąc jeszcze bardziej pomóc Ci dobrać rozmiar kubeczka, w poniższej tabeli uwzględniono także uśredniony wzrost, wiek oraz budowę ciała.

Budowa ciała:			
	Do 170 cm		
	S	S	M
	S	M	M
	Od 170 cm		
	S	M	M
	M	M	M

Wymiary kubeczka:



Pojemność: 22ml



Pojemność: 25,5ml

Opakowanie zawiera:

- Po 1 Kubeczku Perfect Cup w rozmiarze M i w rozmiarze S
- Bawełniany Woreczek
- Książeczkę Instruktażową

Twardość: 2,5/5

Wyprodukowano w Polsce