

WKŁADKA HIGIENICZNA, GERBERY, ROZM. M

CENA: **14,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Producent: Dziobak

Numer katalogowy: 945

Kod EAN: 5905317120241

Materiał od skóry: Bawełna organiczna

Zastosowanie: Na dzień

Obfitość miesiączki: Skąpa



OPIS PRZEDMIOTU

Wkładka higieniczna, wielorazowa, rozm. M, Dziobak

Wkładka została uszyta z dwóch warstw. Obszycie overlock.

Wkładka higieniczna do codziennego użytku. Może być wykorzystywana na śluz, upławy, przy stosowaniu kubeczka menstruacyjnego. Wkładka chroni bieliznę przed zmoczeniem.

Metka z logo została wykonana z **100% rPET** (poliester z recyklingu) z certyfikatem Global Recycled Standard.

Skład:

- od strony bielizny (wzór) - bawełna organiczna (95% bawełna, 5% elastan),
- od skóry (jednolity kolor) 100% bawełna organiczna niebielona

Zapięcie na napy.

Wymiar: ok. 21 cm

Wykurcza się ok. 10% na długości.

Wyprodukowano w Polsce.

UWAGA! Układ wzoru może się różnić od ukazanego na zdjęciu. Odpinając wkładkę zawsze przytrzymuj materiał jak najbliżej zatrzasku, by nie uszkodzić go.

Jak stosować wkładki wielorazowych?

Przed pierwszym użyciem wkładki wielorazowe należy wyprać.

Wkładki wielorazowe zakłada się na bieliznie podobnie do wkładek jednorazowych. Różnica jest taka, że wkładki wielorazowe utrzymują się na figach dzięki napkom zamiast być przyklejone.

Wymień wkładkę na nową po ok. 2 h lub w zależności od potrzeb (uczucie mokrego).

Po użyciu wkładki należy wyprać.

Jak pielęgnować wkładki wielorazowe?

Po użyciu wkładkę pierzemy w temp. max 60°C z podobnymi kolorami. Najlepiej w siateczkowym woreczku. Nie należy używać płynu do płukania, wybielaczy.

Po praniu należy uformować wkładkę, suszyć w stanie rozwieszonym.

Nie suszyć w suszarce bębnowej, nie chlorować, nie prasować. Nie stosować płynów zmiękczających.