




WKŁADKA HIGIENICZNA LNIANA, ROZM. M

CENA: **14,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

Producent: Dziobak

Kod EAN: 5905317120333

Materiał od skóry: Len

Zastosowanie: Na dzień

Obfitość miesiączki: Skąpa

OPIS PRZEDMIOTU

Wkładka higieniczna, wielorazowa, rozm. M, Lniana - bordo, Dziobak

Wkładka została uszyta z dwóch warstw.

Wkładka higieniczna do codziennego użytku. Może być wykorzystywana na śluz, upławy, przy stosowaniu kubeczka menstruacyjnego. Wkładka chroni bieliznę przed zmoczeniem.

Metka z logo została wykonana z **100% rPET** (poliester z recyklingu) z certyfikatem Global Recycled Standard.

Skład:

- z dwóch stron 100% len

Zapięcie na napy.

Wymiar: ok. 21 cm

Wykurcza się ok. 10% na długości.

Wyprodukowano w Polsce.

UWAGA! Układ wzoru może się różnić od ukazanego na zdjęciu. Odpinając wkładkę zawsze przytrzymuj materiał jak najbliższej zatrzasku, by nie uszkodzić go.

Jak stosować wkładki wielorazowe?

Przed pierwszym użyciem wkładki wielorazowe należy wyprać.

Wkładki wielorazowe zakłada się na bieliznie podobnie do wkładek jednorazowych. Różnica jest taka, że wkładki wielorazowe utrzymują się na figach dzięki napkom zamiast być przyklejone.

Wymień wkładkę na nową po ok. 2 h lub w zależności od potrzeb (uczucie mokrego).

Po użyciu wkładki należy wyprać.

Jak pranie wkładek wielorazowych?

Po użyciu wkładkę pierzemy w temp. max 60°C z podobnymi kolorami. Najlepiej w siateczkowym woreczku. Nie należy używać płynu do płukania, wybielaczy.

Po praniu należy uformować wkładkę, suszyć w stanie rozwieszonym.

Nie suszyć w suszarce bębnowej, nie chlorować, nie prasować. Nie stosować płynów zmiękczających.